

NOUVEAU COFFRET LMPE.DAS : LAV'ŒIL MURAL DE DIPHOTÉRIE®

La Diphotérine® est une solution de lavage d'urgence pour projections de substances chimiques sur l'œil ou sur la peau.

Deux flacons de 500 mL de Diphotérine®

Un flacon permet de décontaminer un œil dans la minute qui suit la projection chimique.

Le conditionnement est à usage unique et doit être vidé entièrement. Péréemption à 2 ans.

Un aérosol MINI DAP de 200 mL de Diphotérine®

La MINI Douche Autonome Portable permet de décontaminer une surface équivalente à un visage, dans la minute qui suit la projection chimique.

Le conditionnement est à usage unique et doit être vidé entièrement. Péréemption à 2 ans.

Un flacon de solution d'Afterwash II®

La solution Afterwash II® est une solution de confort isotonique aux larmes. Elle peut être utilisée après un lavage à la Diphotérine® pour faciliter un retour plus rapide à un état physiologique ou peut être utilisée en cas de présence d'un corps étranger non chimique.



En cas de risques de projection cutanée plus étendue (hors acide fluorhydrique et dérivés fluorés), la Douche Autonome Portable de 5 litres de Diphotérine® est recommandée.



Le coffret

- Pratique

Disposition des flacons rendant l'usage plus intuitif, possibilité d'ajouter un deuxième aérosol.

- Fiable

Composé de polypropylène expansé très résistant aux chocs et anti-poussière.



Les flacons

- Conformes aux normes

Dispositif médical certifié CE et conforme EN 15154.

- Stérilité garantie, usage unique

Système de témoins visuels d'ouverture sur les bouchons.

Nouvelle Option : Intégration d'une saupoudreuse de 800 g de Trivorex®

Absorbant polyvalent, solidifiant et neutralisant acido/basique. Il permet d'assurer la sécurité en cas de déversement accidentel d'un produit dangereux et d'en arrêter la propagation, pour ensuite le ramasser et l'évacuer.



PREVOR

PRÉVOIR ET SAUVER

Laboratoire de Toxicologie & Maîtrise du Risque Chimique

www.prevor.com